

جمع آوری ادرار با URINE BAG پسرانه

1- مرحله اول: کودک را به پشت بخوابانید و چینهای ناحیه تناسلی را بشویید (ترجیحاً با صابون حمام مخصوص بچه تمیز شود) از محلول صابون حاوی لوسین استفاده نشود زیرا باقیمانده آن روی پوست مانع از چسبیدن کامل به پوست میگردد. ابتدا ناحیه پوست بیضه ها را بشویید سپس آلت تناسلی و قسمت مقعد را در انتها شستشو داده، آب-کشی و سپس خشک نمایید. تمام ناحیه را مجدداً به- طور کامل با دستمال توالت تمیز نموده و صبر کنید تا با جریان هوا خشک شود.

2- مرحله دوم: لایه محافظ پشت را از نیمه تحتانی آن جدا نمایید. ابتدا نیمه فوقانی پوشش چسبیده را رها کرده تا قسمت تحتانی بر روی پوست قرار گیرد. اگر چه در مورد یک نوزاد فعال و پرتحرک بهتر است که تمام قسمت یک-بار روی پوست قرار داده شود تا کیسه جمع -آوری در اطراف ناحیه تناسلی محکم بچسبد.

3- مرحله سوم: هنگامیکه قسمت چسبیده کیسه را روی پوست فشار دهید، مطمئن شوید که این عمل از ناحیه باریک یا پل کوتاه پوست بین مقعد و قاعده کیسه بیضه شروع شود و فشار انگشتان دست از این ناحیه به طرف خارج صورت گیرد. از خشک بودن پوست قبل از قرار دادن کیسه مطمئن شوید.

4- مرحله چهارم: قسمت چسبیده کیسه را به طور محکم به پوست فشار دهید تا از چروکیدگی کیسه و پوست ممانعت گردد. زمانی که قسمت تحتانی کیسه در محل مناسب خود قرار گرفت، کاغذ پشت کیسه را از قسمت فوقانی آن جدا کرده و عمل فشار بر روی کیسه و پوست را به طرف بالا انجام دهید تا کیسه کاملاً در جای خود چسبیده و قرار گیرد.

5- برای اطفال کیسه ی ادرار نباید بیش از 45 دقیقه به مجرای ادرار متصل باشد.